

LABORHITS

Mikrozentrifugen Heraeus™ Pico™ und Fresco™




Eigenschaften

- *Schnell* - Für hohen Durchsatz verfügen die Mikrozentrifugen über kurze Beschleunigungs- und Bremszeiten von nur 12 Sekunden
- *Sicher* - Das einzigartige „Click-Close“-Deckelsystem für aerosoldichten Einschluss der biologischen Substanzen garantiert die Sicherheit des Anwenders
- *Komfortabel* - Einfache schnelle Einstellung der Laufparameter und übersichtliches Display

Einfache Handhabung

Aerosoldicht



Die Heraeus™ Pico™ und Fresco™ Mikrozentrifugen überzeugen mit einem hohen Maß an Anwenderfreundlichkeit: das verbesserte Bedienfeld mit übersichtlichem Display erlaubt eine einfache Programmierung während das Gerät selbst leicht zu reinigen ist. Der neue Deckel ist mit einem hörbaren „Klick“ für den kompletten Zentrifugationslauf sicher verschlossen.

Speziell entwickelt für Labors, die 0,2 bis 2,0 ml Mikroröhrchen einsetzen, bieten diese Mikrozentrifugen maximale Produktivität und Anwenderfreundlichkeit mit Kapazitäten von 12 bis 48 Röhrchen.

Lieferumfang: Mikrozentrifuge, 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel

Weitere Modelle und Rotoren finden Sie online.

Typ	max. RZB x g	max. Drehzahl min ⁻¹	Abmessungen (B x T x H) mm	VE	Bestell Nr.
Pico™ 17	17000	13300	243 x 352 x 225	1	9.945 100
Fresco™ 17 *	17000	13300	295 x 445 x 330	1	9.945 101

* mit Kühlung für den Einsatz von -9 bis 40 °C.