



# ERBAdry<sup>®</sup>: WASSERFREIE LÖSUNGSMITTEL

CARLO ERBA Reagents wasserfreie Lösungsmittel gibt es ab sofort mit einer neuen Generation von Kappen und Septen.

Diese sorgen mit Ihrem Redesign nicht nur für eine bessere Griffbarkeit, sondern bieten auch Schutz vor Feuchtigkeitsaufnahme und gewähren dadurch eine höhere Produktqualität.

- Flaschen aus Braunglas, die optimal vor UV-Strahlen schützen
- Neue Flip-Top-Kappen, superleicht zu öffnen und zu schließen
- Manipulationssichere Verschlussringe, mit doppelter Garantiezeit auf unbenutzte Produkte
- Ein neues Septum mit 3 großen Flächen, zum einfachen Einführen der Spritze
- Widerstandsfähige Septum-Materialien, aus Butylkautschuk/PTFE oder aus Bromobutyl/PTFE

**EINE INNOVATION VON  
CARLO ERBA Reagents**



**CARLO ERBA**

REAGENTS



# ERBAdry®: WASSERFREIE LÖSUNGSMITTEL

## EINE INNOVATION VON CARLO ERBA Reagents

Erhältliche ERBAdry Lösungsmittel	Größe	Code
Aceton RS ERBAdry®	100 ml	P00510D03
	1 l	P00510D16
Acetonitril RS ERBAdry®	100 ml	P00610D03
	1 l	P00610D16
Chloroform stabilisiert mit Amylen RS ERBAdry®	100 ml	P02410AD03
	1 l	P02410AD16
Chloroform stabilisiert mit Ethanol RS ERBAdry®	100 ml	P02410ED03
	1 l	P02410ED16
Cyclohexan RS ERBAdry®	100 ml	P02510D03
	1 l	P02510D16
Dichlormethan stabilisiert mit Amylen RS ERBAdry®	100 ml	P02910AD03
	1 l	P02910AD16
Diethylether RS ERBAdry®	100 ml	P013A10D03
	1 l	P013A10D16
n,n-Dimethylformamid RS ERBAdry®	100 ml	P03410D03
	1 l	P03410D16
1,4-Dioxan RS ERBAdry®	100 ml	P03610D03
	1 l	P03610D16
Ethanol absolut RS ERBAdry®	100 ml	P013A10D03
	1 l	P013A10D16
Ethylacetat RS ERBAdry®	100 ml	P00210D03
	1 l	P00210D16
Isopropylether RS ERBAdry®	100 ml	P04310D03
	1 l	P04310D16
Methanol RS ERBAdry®	100 ml	P09310D03
	1 l	P09310D16
Propanol-2 RS ERBAdry®	100 ml	P09510D03
	1 l	P09510D16
Pyridin RS ERBAdry®	100 ml	P06710D03
	1 l	P06710D16
Toluol RS ERBAdry®	100 ml	P07110D03
	1 l	P07110D16



Rotbraunes Septum: Butylkautschuk/PTFE



Schwarzes Septum: Bromobutyl/PTFE

Weitere wasserfreie ERBAdry-Lösungsmittel werden Anfang 2022 vorgestellt.  
Informationen dazu finden Sie auf unserer Website oder über unsere Newsletter.



WWW.CARLOERBAREAGENTS.DE

"Partner in your choice"

CARLO ERBA Reagents GmbH  
Denzlinger Str. 27  
79312 Emmendingen  
TEL. +49 7641 4688 190  
FAX +49 7641 4688 1919  
sales.de@cer.dgroup.it  
www.carloerbareagents.de

